

Caja de instrumental para estimulador vagal

Cápsula



Mango de bisturí

Mango de bisturí número 4



Mango de bisturí número 4 para adaptar la [hoja de bisturí](#) número 22. para [incisión cutánea](#).

Aspirador quirúrgico



[Aspirador quirúrgico](#) grueso y corto.

[Aspirador quirúrgico](#) grueso y largo.

Pinza Monopolar

[Bisturi eléctrico monopolar](#)



Pinza bipolar

1 [Pinza bipolar](#) corta



Pinzas de disección

[Pinza de ADSON con dientes](#) 2



Pinza de disección ADSON sin dientes 2



Pinzas de relojero 70 °



Tijeras

[Tijeras hilo](#)

[Tijeras Metzenbaum](#)



Separadores

[Separador autoestático 1](#)



[Separador Langenbeck 2](#)



[Blefarostatos 2](#)

Disector



Mosquitos

Mosquitos 4



Material desechable

Vessel Loop



Torundas



Suero fisiológico



Gasas estériles



Hoja de bisturí número 22.



Jeringa de 20 ml



Abbocath



Sutura

Sutura VICRYL 3-0 triangular para platisma



Sutura VICRYL 2-0 triangular para subcutáneo

Intradermica

Material desechable preparado para abrir sólo si se precisa

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=caja_de_instrumental_para_estimulador_vagal

Last update: **2019/09/26 22:20**

